

现有客户给予高度好评!



看得见的清扫效果!!

Lumitester Smart

ATP荧光检测(A3法)

清扫前 7,422RLU

清扫后 273RLU

清扫前 4,229RLU

清扫后 195RLU

原来污垢这么多!
原来清洗得这么干净!

将看不见的污垢
数字化



※检测数值为敝司调查所得,测定数值因环境而异。

用于清扫管理、预防感染!!

接触频率较高的地方

门把手、扶手、开关、触摸屏等


容易蓄积污垢的地方

卫生间地面、洗面池、公共区域地面等

看不见的污垢具有诱发感染症等风险，
预防风险的主要对策就是要进行清扫、清洗。
但是是否真的清洗干净仅靠目视判断又会让人感到不安，
使用Lumitester仅需10秒就可现场确认。


触摸屏

测定值「RLU」



※检测数值为敝司调查所得，测定数值因环境而异。

ATP荧光检测(A3法)主要检测点



清扫效果一目了然

使用方法请扫二维码确认



■ Lumitester Smart 商品代码：61234

测定时间：10秒
数据单位：RLU (Relative Light Unit)
电源：两节5号碱性电池或两节5号镍氢充电电池
附属件：两节5号碱性电池、清扫刷、USB数据线、挂带、简明手册

※ 请勿在检查清洁度以外的目的使用本产品。
※ 本产品不能用于活菌、特定病原菌等检测。

试剂(LuciPac) 相关信息

- LuciPac A3 Surface 商品代码：60361 100支/包
- LuciPac A3 Water 商品代码：60365 100支/包
- LuciPac A3 Surface Pre-moistened 商品代码：60367 100支/包

保存条件：2-8°C (切勿冷冻)
使用期限：生产日期起15个月
(LuciPac A3 Surface Pre-moistened的使用期限为生产日期起8个月)

※ 未开封时,25°C情况下14天,30°C情况下5天可保证品质。
※ LuciPac A3 是Lumitester Smart /PD-30/PD-20的专用试剂,其他公司的机器不能使用。

「Lumitester」和「LuciPac」是龟甲万集团在海外地区的注册商标。

龟甲万百欧凯米发株式会社

(Kikkoman Biochemifa Company)

东京 〒105-0003 东京都港区西新桥2-1-1
TEL +81-3-5521-5480 FAX +81-3-5521-5498

E-mail biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
U R L https://biochemifa.kikkoman.co.jp/c/

※本产品彩页所登载内容可能因厂家变动而随时更新,敬请见谅。

© 2019 Kikkoman Corp. (1613E230201)

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室

北京 Tel: 13611333218
上海 Tel: 021 62884751
广州 Tel: 020 87326381
香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

化学分析微信



目录价查询

